

# BOTTIGLIE PER BURETTE



Cod. 01.0080.90

Bottiglia per buretta in vetro incolore ml 2000

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Cono normalizzato NS 29/32.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Vetro	incolore

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Vetro
01.0080.88	BOTTIGLIE PER BURETTE	1000	incolore
01.0080.90	BOTTIGLIE PER BURETTE	2000	incolore
01.0085.88	BOTTIGLIE PER BURETTE	1000	giallo
01.0085.90	BOTTIGLIE PER BURETTE	2000	giallo