

BOTTIGLIE PER BURETTE



Cod. 01.0085.88

Bottiglia per buretta in vetro ambrato ml 1000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Cono normalizzato NS 29/32.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Vetro	giallo

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Vetro
01.0080.88	BOTTIGLIE PER BURETTE	1000	incolore
01.0080.90	BOTTIGLIE PER BURETTE	2000	incolore
01.0085.88	BOTTIGLIE PER BURETTE	1000	giallo
01.0085.90	BOTTIGLIE PER BURETTE	2000	giallo