

CAVO PER ELETTRODI

Cod. 08.1807.00

Cavo per elettrodi combinati modello CRI9093.99



Descrizione

Caratteristiche:

- per elettrodi combinati con testa AS7
- lunghezza 1m
- per pHmetri con connettore MP5 per pHmetro pH 25

Dati Tecnici

Lunghezza (m)	1
Connettore	M95

Varianti

Codice	Prodotto	Connettore
08.1815.00	CAVO PER ELETTRODI	BNC
08.1807.00	CAVO PER ELETTRODI	M95