

PACCO DI REINTEGRO

Cod. 10.2920.05

Rifornimento per cassette pronto soccorso Art 103/M All. 2 magg. DM388
15.07.2003



Descrizione

Pacco di reintegro medicazioni, per cassette pronto soccorso, con contenuto base a norma del DM 388 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per le specifiche del contenuto fare riferimento a quanto descritto per le cassette complete.

Peso: 1,05 Kg.

Dati Tecnici