

PACCO DI REINTEGRO

Cod. 10.2900.05

Rifornimento per cassetta pronto soccorso cod. 10.2900.00 Art. 102/M All.1 base DM388 15.07.2003 (per 3 o pi dipendenti) con sfigmomanometro



Descrizione

Reintegro base, a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45.

Versione senza sfigmomanometro. Per le specifiche del contenuto fare riferimento a quanto descritto per le cassette complete.

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto del pacco di reintegro con lo sfigmomanometro.

Peso: 3,90 Kg.

Dimensioni (LxPxH): 340x244x110 mm.

Dati Tecnici