

50 52T

Cod. 08.1486.00



Elettrodo combinato per pH Sension+ (campioni difficili) pH 0:14 corpo in vetro, cavo fisso, commettore MP-5

Descrizione

Elettrodo per pH, riempito con gel, con diaframma ad anello poroso in PTFE.

Caratteristiche:

- Corpo in vetro.
- Range: 0 - 14 pH
- Misurazioni a temperature elevate, fino a 100 °C
- Cavo da 1 m.
- Per misuratori portatili.
- E' adatto per soluzioni difficili, per esempio campioni a bassa forza ionica, creme o campioni viscosi.
- Fornito con un dispositivo di protezione da lavoro per evitare rotture accidentali.
- Ergonomico e robusto
- Manutenzione ridotta

Dati Tecnici