

BOTTIGLIA DRECHSEL

Cod. 01.0125.88

Bottiglia Drechsel in vetro completa di pescante con setto poroso P1 ml 1000



Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Vetro borosilicato a forma alta con cono smerigliato NS 29/32, tubi con strozzatura portagomma diametro esterno mm 8.
- Completa di tubo pescante con setto poroso P1.
- Conforme alle norme DIN 12596.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
---------------	------

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.0125.57	BOTTIGLIA DRECHSEL	100
01.0125.73	BOTTIGLIA DRECHSEL	250
01.0125.79	BOTTIGLIA DRECHSEL	500
01.0125.88	BOTTIGLIA DRECHSEL	1000