

BOTTIGLIA PER B.O.D.

Cod. 01.0095.73

Bottiglia in vetro per B.O.D. modello Winkler ml 250/300



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In vetro sodacalcico per la determinazione dell'ossigeno disciolto nell'acqua.
- Taratura: azzeramento con tappo inserito, al secondo decimale.
- Serigrafia colore bianco resistente agli acidi.
- Solido tappo in vetro, tagliato obliquamente con cono smerigliato che può essere facilmente fissato con una pinza a pressione.
- Ogni bottiglia con il proprio tappo vengono marcati con lo stesso numero di identificazione per evitare scambi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)

250/300
