


R 1333

Cod. 23.0073.82

Asta di agitazione ad ancora modello R 1333



Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Flusso tangenziale, elevata velocità di taglio nell'area periferica, ridotti depositi sulla parete del recipiente.
- Reazioni polimeriche, ripartizione omogenea di elevate concentrazioni minerali nei liquidi.
- Asta di agitazione ideale per fluidi a media e alta viscosità. Impiego a bassa velocità.
- Diametro agitatore (mm): 150
- diametro albero (mm): 10
- lunghezza albero (mm): 550
- velocità massima (rpm): 800.

Dati Tecnici