

# BOTTIGLIA ISO

Cod. 01.0170.79

Flacone autoclavabile vetro Pyrex®/Duran® ISO 45 con tappo a vite blu ml 500



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Autoclavabile in vetro borosilicato trasparente 3.3, secondo DIN ISO 4796-1.
- Graduato, con spazio bianco per scrittura.
- Fornito completo di tappo a vite colore blu ed anello salvagoccia in PP. Il tappo è resistente al calore fino a 140°C.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Dimensioni (ØxH mm)	86x181
Filettatura (GL)	45

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (GL)
01.0170.32	BOTTIGLIA ISO	25	36x74	25
01.0170.45	BOTTIGLIA ISO	50	46x91	32
01.0170.57	BOTTIGLIA ISO	100	56x105	45
01.0170.73	BOTTIGLIA ISO	250	70x143	45
01.0170.79	BOTTIGLIA ISO	500	86x181	45

---

01.0170.88	BOTTIGLIA ISO	1000	101x230	45
01.0170.90	BOTTIGLIA ISO	2000	136x265	45
01.0170.95	BOTTIGLIA ISO	5000	182x335	45
01.0170.97	BOTTIGLIA ISO	10000	227x415	45
01.0170.98	BOTTIGLIA ISO	20000	288x510	45

---