

PACCO DI REINTEGRO

Cod. 10.2930.05

Rifornimento per cassetta pronto soccorso cod. 10.2930.00 Art. 102/M All.1 base DM388 15.07.2003 (per 3 o pi dipendenti) senza sfigmomanometro



Descrizione

Pacco di reintegro maggiorato a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per le specifiche del contenuto fare riferimento alla descrizione delle cassette complete.

Versione senza sfigmomanometro.

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre i più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso.

Dati Tecnici