

BOTTIGLIE ml 10000

Cod. 01.0180.97



Flacone vetro borosilicato Pyrex® con tappi a vite SVL25 ml 10000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Ideale per conservare i reattivi, sono dotati di un collo ad ampia apertura.
- Graduato con una superficie di marcatura bianca.
- Eccellente resistenza agli attacchi chimici ed alle alte temperature.
- Fornito con un tappo in fenoplasto ad alta prestazione ed un giunto di tenuta in PTFE ed etilene-propilene.
- Sterilizzabile a 121°C per 2 ore.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10000
Dimensioni (ØxH mm)	227x395
Filettatura (SVL)	60

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (SVL)
01.0180.32	BOTTIGLIA SVL	25	35X65	20
01.0180.45	BOTTIGLIA SVL	50	43X80	25
01.0180.57	BOTTIGLIA SVL	100	54X105	25

01.0180.73	BOTTIGLIA SVL	250	66X135	30
01.0180.79	BOTTIGLIA SVL	500	81x175	30
01.0180.88	BOTTIGLIA SVL	1000	101x215	42
01.0180.90	BOTTIGLIA SVL	2000	136x250	60
01.0180.95	BOTTIGLIE ml 5000	5000	181x324	60
01.0180.97	BOTTIGLIE ml 10000	10000	227x395	60
01.0180.98	BOTTIGLIE ml 20000	20000	288x502	60