

# BOTTIGLIA PER REAGENTI



Cod. 01.0200.57

Bottiglia per reagenti vetro comune ambra tappo a vite ml 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per materiali fotosensibili.
- Completa di tappo in materiale plastico filettato, con sottotappo a vite in plastica.

## Dati Tecnici

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Capacità (ml)             | 100      |
| Dimensioni (ØxH mm)       | 47x110,4 |
| Dimensioni bocca (Ø int.) | 16,5     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto               | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Dimensioni bocca (Ø int.) |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 01.0200.45 | BOTTIGLIA PER REAGENTI | 50/60         | 39x95,2             | 16,5                      |
| 01.0200.57 | BOTTIGLIA PER REAGENTI | 100           | 47x110,4            | 16,5                      |
| 01.0200.73 | BOTTIGLIA PER REAGENTI | 250           | 60,5x142            | 16,5                      |
| 01.0200.79 | BOTTIGLIA PER REAGENTI | 500           | 76,8 x 184,3        | 21,5                      |
| 01.0200.88 | BOTTIGLIA PER REAGENTI | 1000          | 94x220              | 21                        |

