

BOTTIGLIA PER REAGENTI



Cod. 01.0200.73

Bottiglia per reagenti vetro comune ambra tappo a vite ml 250

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per materiali fotosensibili.
- Completa di tappo in materiale plastico filettato, con sottotappo a vite in plastica.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Dimensioni (ØxH mm)	60,5x142
Dimensioni bocca (Ø int.)	16,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Dimensioni bocca (Ø int.)
01.0200.45	BOTTIGLIA PER REAGENTI	50/60	39x95,2	16,5
01.0200.57	BOTTIGLIA PER REAGENTI	100	47x110,4	16,5
01.0200.73	BOTTIGLIA PER REAGENTI	250	60,5x142	16,5
01.0200.79	BOTTIGLIA PER REAGENTI	500	76,8 x 184,3	21,5
01.0200.88	BOTTIGLIA PER REAGENTI	1000	94x220	21

