

BOTTIGLIA PER REAGENTI



Cod. 01.0200.79

Bottiglia per reagenti vetro comune ambra tappo a vite ml 500

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per materiali fotosensibili.
- Completa di tappo in materiale plastico filettato, con sottotappo a vite in plastica.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Dimensioni (ØxH mm)	76,8 x 184,3
Dimensioni bocca (Ø int.)	21,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Dimensioni bocca (Ø int.)
01.0200.45	BOTTIGLIA PER REAGENTI	50/60	39x95,2	16,5
01.0200.57	BOTTIGLIA PER REAGENTI	100	47x110,4	16,5
01.0200.73	BOTTIGLIA PER REAGENTI	250	60,5x142	16,5
01.0200.79	BOTTIGLIA PER REAGENTI	500	76,8 x 184,3	21,5
01.0200.88	BOTTIGLIA PER REAGENTI	1000	94x220	21

