

# 915004

Cod. 23.2810.88

Kit VISOCOLOR® HE cloruro



## Descrizione

Rispetto ai kit VISOCOLOR® convenzionali, la loro sensibilità è aumentata, mediante l'aumento della lunghezza della provetta e l'impiego di reagenti molto sensibili, da 10 a 100 volte.

Ciascuna confezione, contenuta in una robusta scatola di plastica, comprende il blocco comparatore con disco colorato di confronto e tutti i reattivi necessari. Rappresenta in pratica un mini laboratorio.

Caratteristiche:

- Sensibilità elevata, fino a 0,002 mg/l;
- Accuratezza estrema dovuta a graduazioni ristrette;
- Particolarmente adatta per acque potabili e di caldaia;
- Compensazione per colori o torbidità;
- Accessori per campionamento;
- Sufficiente per almeno 500 determinazioni.

## Dati Tecnici

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Parametro       | Cloruro    |
| Scala di misura | 5÷500 mg/l |
| Numero di test  | 300        |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Parametro | Scala di misura | Numero di test |
|--------|----------|-----------|-----------------|----------------|
|--------|----------|-----------|-----------------|----------------|

|            |        |                     |                              |     |
|------------|--------|---------------------|------------------------------|-----|
| 23.2685.88 | 920006 | Ammonio             | 0,02÷0,50 mg/l               | 110 |
| 23.2800.88 | 915006 | Acidità             | 0,2÷7 mMol/l                 | 200 |
| 23.2804.88 | 915007 | Alcalinità          | 0,2÷7 mMol/l                 | 200 |
| 23.2808.88 | 915010 | Calcio              | 0,5÷20° d / 0,1÷3,6 mMol/l   | 200 |
| 23.2686.88 | 920028 | Cianuri             | 0,002÷0,04 mg/l              | 55  |
| 23.2687.88 | 920015 | Cloro               | 0,02÷0,60 mg/l               | 160 |
| 23.2810.88 | 915004 | Cloruro             | 5÷500 mg/l                   | 300 |
| 23.2806.88 | 915003 | Durezza carbonatica | 0,5÷20° d / 0,2÷7 mMol/l     | 200 |
| 23.2814.88 | 915005 | Durezza totale      | 0,5÷20° d / 0,1÷3,6 mMol/l   | 200 |
| 23.2812.88 | 915002 | Durezza residua     | 0,05÷2° d / 0,01÷0,36 mMol/l | 200 |
| 23.2688.88 | 920040 | Ferro               | 0,01÷0,20 mg/l               | 300 |
| 23.2689.88 | 920082 | Fosfato             | 0,05÷1,0 mg/l                | 300 |
| 23.2690.88 | 920080 | Fostato (DEV)       | 0,01÷0,25 mg/l               | 100 |
| 23.2818.88 | 915009 | Ossigeno            | 0,2÷10 mg/l                  | 100 |
| 23.2820.88 | 915008 | Solfiti             | 2÷100 mg/l                   | 100 |