

3T415

Cod. 23.5291.14



Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: $-50 \div +350^{\circ}\text{C}$, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 4x150 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Descrizione

Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: $-50 \div +350^{\circ}\text{C}$, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 4x150 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Dati Tecnici