

# 3T520C

Cod. 23.5293.14



Sonda di temperatura a contatto tipo T. Range di temperatura:  $-50 \div +350^{\circ}\text{C}$ , tempo di risposta: 5 s, dimensioni: 5x200 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

## Descrizione

Sonda di temperatura a contatto tipo T. Range di temperatura:  $-50 \div +350^{\circ}\text{C}$ , tempo di risposta: 5 s, dimensioni: 5x200 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

## Dati Tecnici