

3T420A

Cod. 23.5294.14



Sonda di temperatura per aria tipo T. Range di temperatura: $-50 \div +250^{\circ}\text{C}$, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 4x200 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Descrizione

Sonda di temperatura per aria tipo T. Range di temperatura: $-50 \div +250^{\circ}\text{C}$, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 4x200 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Dati Tecnici