



## 3T210

Cod. 23.5295.14

Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: -50÷+300° C, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 2,5x100 mm. Suggerita per il settore alimentare e farmaceutico.

## **Descrizione**

Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: -50÷+300° C, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 2,5x100 mm. Suggerita per il settore alimentare e farmaceutico.

## **Dati Tecnici**