

3T210

Cod. 23.5295.14



Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: -50÷+300° C, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 2,5x100 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Descrizione

Sonda di temperatura a penetrazione tipo T. Range di temperatura: -50÷+300° C, tempo di risposta: 3 s, dimensioni: 2,5x100 mm. Suggesta per il settore alimentare e farmaceutico.

Dati Tecnici