

CONTAGOCCE RANVIER

Cod. 01.0230.73

Contagocce tipo Ranvier in vetro incolore ml 250



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo smerigliato a forma di pipetta.
- senza tettarella in lattice (da ordinare a parte).

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Vetro	incolore

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Vetro
01.0235.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	giallo
01.0235.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	giallo
01.0235.73	CONTAGOCCE RANVIER	250	giallo
01.0230.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	incolore
01.0230.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	incolore
01.0230.73	CONTAGOCCE RANVIER	250	incolore

