

CONTAGOCCE RANVIER

Cod. 01.0235.57

Contagocce tipo Ranvier in vetro giallo ml 100



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo smerigliato a forma di pipetta.
- senza tettarella in lattice (da ordinare a parte).

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Vetro	giallo

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Vetro
01.0235.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	giallo
01.0235.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	giallo
01.0235.73	CONTAGOCCE RANVIER	250	giallo
01.0230.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	incolore
01.0230.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	incolore

01.0230.73	CONTAGOCCE RANVIER	250	incolore
------------	--------------------	-----	----------