

# CONTAGOCCE RANVIER

Cod. 01.0235.73

Contagocce tipo Ranvier in vetro giallo ml 250



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo smerigliato a forma di pipetta.
- senza tettarella in lattice (da ordinare a parte).

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Vetro	giallo

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Vetro
01.0235.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	giallo
01.0235.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	giallo
01.0235.73	CONTAGOCCE RANVIER	250	giallo
01.0230.49	CONTAGOCCE RANVIER	50	incolore
01.0230.57	CONTAGOCCE RANVIER	100	incolore

---

01.0230.73

CONTAGOCCE RANVIER

250

incolore

---