


# 630-0422

Cod. 23.5560.82

Sonda micropunta a gradini con diametro di 3 mm, in lega Ti-6Al-4V. Volume campione 0,25÷10 ml. Si avvita direttamente al converter.

$\frac{1}{8}$ " (3 mm) stepped microtip  
Part No. 630-0422



## Descrizione

Sonda micropunta a gradini con diametro di 3 mm, in lega Ti-6Al-4V. Volume campione 0,25÷10 ml. Si avvita direttamente al converter.

## Dati Tecnici