

630-0586

Cod. 23.5557.82



Sonda multi-elementi a 8 elementi. Composta da un accoppiatore in alluminio e 8 sonde micropunta a gradini. Distanza tra le punte 18 mm. Lunghezza totale accoppiatore più sonde di 260 mm. Si avvita al converter CV 33.

Descrizione

Sonda multi-elementi a 8 elementi. Composta da un accoppiatore in alluminio e 8 sonde micropunta a gradini. Distanza tra le punte 18 mm. Lunghezza totale accoppiatore più sonde di 260 mm. Si avvita al converter CV 33.

Dati Tecnici