

630-0579

Cod. 23.5553.82



Sonda multi-elementi a 24 Elementi. Composta da un accoppiatore in alluminio e 24 sonde micropunta a gradini. Distanza tra le punte 18 mm. Lunghezza totale accoppiatore più sonde di 260 mm. Si avvita al converter CV 33.

Descrizione

Sonda multi-elementi a 24 Elementi. Composta da un accoppiatore in alluminio e 24 sonde micropunta a gradini. Distanza tra le punte 18 mm. Lunghezza totale accoppiatore più sonde di 260 mm. Si avvita al converter CV 33.

Dati Tecnici