


CAPILLARI

Cod. 01.0460.05

Capillari per ematocrito non eparinizzati non graduati colore blu µl 40



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Monouso con anello di calibrazione a 60 mm.
- Confezionati in scatole da 100.
- Imballo standard di 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	1,4-(± 0,1 mm) x75 (±0,002)
Tipo	non eparinizzati

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo
01.0460.05	CAPILLARI	non eparinizzati
01.0465.05	CAPILLARI	eparinizzati