

830-00013

Cod. 23.5589.82



Vaso di reazione in vetro Il fondo piatto può accogliere un agitatore magnetico. Richiede adattatore tubolare 830-00014 e sonda speciale "Full Wave" 630-0218 o sonda speciale "Full Wave" 630-0217.

Descrizione

Vaso di reazione in vetro Il fondo piatto può accogliere un agitatore magnetico. Richiede adattatore tubolare 830-00014 e sonda speciale "Full Wave" 630-0218 o sonda speciale "Full Wave" 630-0217.

Dati Tecnici