

WNB 22

Cod. 22.7391.99

Bagnomaria ad acqua litri 22 MEMMERT modello WNB 22 BASIC



Descrizione

Bagnomaria per usi generali Memmert serie **WNB** BASIC. La combinazione di acciaio inossidabile resistente alla corrosione, elettronica precisa e la doppia protezione contro le sovra-temperature garantisce il massimo livello di sicurezza in laboratorio.

Caratteristiche principali:

- Costruzione interna ed esterna in acciaio inox 1.4301 (ASTM 304).
- Controllo PID con microprocessore.
- Sensore Pt100 classe A per il controllo della temperatura.
- Gli elementi riscaldanti non si trovano all'interno della vasca, esposti alla corrosione o a depositi calcarei ma sono posizionati nell'intercapedine al di sotto di scanalature sagomate della vasca stessa, facili da pulire. Questo tipo di costruzione genera una naturale turbolenza e quindi una migliore distribuzione della temperature nel bagno. Inoltre, il riscaldamento su tre lati assicura un'ottimale uniformità di temperatura.
- Display con controllo brevettato "push/turn" per operazioni intuitive nell'intero menù.
- Campo di temperatura da 5° C sopra ambiente a 95° C e con modulo di ebollizione per temperature fino a 100° C.
- Timer: funzioni di accensione e spegnimento ritardate fra 0 ÷ 99h 59'.
- Doppia protezione contro le sovratemperature.
- Allarme visivo.
- Rubinetto di drenaggio.
- Forniti senza coperchio (**opzionale**).

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 sopra T ambiente ÷ +95
Precisione (° C)	0,1
Volume (l)	22

Dimensioni vasca (LxPxH mm)	350x290x220
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	578x436x296
Peso (kg)	16
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.7389.99	WNB 10	10	350x210x140	578x356x238	13	230/50/1200
22.7390.99	WNB 14	14	350x290x140	578x436x238	16	230/50/1800
22.7391.99	WNB 22	22	350x290x220	578x436x296	16	230/50/2000

Accessori/Correlati

23.7458.99	L4-22 Coperchio speciale anticondensa a cupola per WNB/WNE 22 e per modelli di bagno con modulo Peltier o agitatore.
------------	---