

GUANTI LATTICE STERILI



Cod. 10.3942.95

GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI DOC NO POLVERE IMBUSTATI A PAIA MIS.6,5 4X50

Descrizione

Guanti chirurgici in puro lattice di gomma naturale sterili senza polvere. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP).

Caratteristiche:

- Lunghezza di 300 mm.
- Metodo di sterilizzazione con ETO.
- Dispositivo medico di classe II A. AQL<1,5
- Imbustati a paia.

Confezionati in scatole dispenser da 50 paia. Venduti in imballi da 4 dispenser.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	200 paia
Misura	6,5

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3942.95	GUANTI LATTICE STERILI	6,5

10.3943.95	GUANTI LATTICE STERILI	7
10.3944.95	GUANTI LATTICE STERILI	7,5
10.3945.95	GUANTI LATTICE STERILI	8
10.3946.95	GUANTI LATTICE STERILI	8,5
10.3947.95	GUANTI LATTICE STERILI	9