


# GUANTI LATTICE STERILI



Cod. 10.3943.95

GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI DOC NO POLVERE IMBUSTATI A PAIA MIS.7,0 4X50

## Descrizione

Guanti chirurgici in puro lattice di gomma naturale sterili senza polvere.  
La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo  
Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP). Dispositivo medico di classe II A. AQL<1,5  
Lunghezza 300 mm.  
Metodo di sterilizzazione : ETO. Imbustati a paia.  
Confezione in scatole dispenser da 50 paia. Imballi da 4 dispenser da 50 paia

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	200 paia
Misura	7

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3942.95	GUANTI LATTICE STERILI	6,5
10.3943.95	GUANTI LATTICE STERILI	7
10.3944.95	GUANTI LATTICE STERILI	7,5
10.3945.95	GUANTI LATTICE STERILI	8
10.3946.95	GUANTI LATTICE STERILI	8,5

