

WLC 1/A2/C/2

Cod. 22.7497.99

Bilancia tecnica 1 kg, precisione 0,01 g, RADWAG modello WLC 1/A2/C/2



Descrizione

Le bilance della serie WLC sono progettate per una veloce e precisa determinazione della pesata sia in laboratorio che in ambienti industriali. Inoltre possono essere utilizzate anche in aree senza accesso alla rete elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili che permettono un'autonomia fino a 45 h.

Il piatto di pesata in acciaio inossidabile di 195X195 mm, un display LCD retroilluminato e una porta RS 232 completano la dotazione di serie.

La calibrazione è interna automatica.

Le bilance sono predisposte per eseguire pesate sospese sotto bilancia per tutti quei campioni di forma irregolare e/o a carica magnetica rilevante.

Principali funzioni:

- conteggio pezzi;
- misura in newton;
- peso percentuale;
- peso di riferimento con limite superiore ed inferiore;
- peso di animali.

Dati Tecnici

Portata (kg)	1
Precisione (g)	0,01
Sensibilità (g)	-



Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (LxP mm)	195 x 195
Ripetibilità (g)	0,03
Linearità (g)	±0,03
Dimensione (LxPxH mm)	210 x 335 x 88
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	120-230 / 50-60 / -

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (kg)	Precisione (g)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (g)	Linearità (g)	Peso (kg)
22.0228.95	WLC 0,6/A1/C/2	0,6	0,01	128 x 128	0,02	±0,2	3,6
22.7497.99	WLC 1/A2/C/2	1	0,01	195 x 195	0,03	±0,03	-
22.0231.95	WLC 6/A2/C/2	6	0,1	195 x 195	0,2	±0,2	-