

GUANTI LATTICE

Cod. 10.1650.00

Guanti monouso in lattice modello EKO PLUS misura S senza polvere
confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale, non sterili, certificati come DPI di III categoria per la protezione dell'operatore da rischi chimici e biologici.
- Totalmente privi di talcatura, ideali per pelli sensibili.
- La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo.
- Il prodotto è anche idoneo per il contatto intermittente con sostanze alimentari.
- Conforme alle normative europee EN455-EN374 AQL<1,5.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	S

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1650.00	GUANTI LATTICE	S
10.1660.00	GUANTI LATTICE	M
10.1670.00	GUANTI LATTICE	L
10.1680.00	GUANTI LATTICE	XL

