

GUANTI LATTICE

Cod. 10.1670.00

Guanti monouso in lattice modello EKO PLUS misura L senza polvere
confezione 100 pezzi



Descrizione

Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale , non sterile ,certificato come DPI di III categoria per la protezione dell'operatore da rischi chimici e biologici .Totalmente privo di talcatura , è ideale per pelli sensibili. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogniLa superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo.

Il prodotto e anche per il contatto itermittente con sostanze alimentari

Conforme alle normative europee EN455-EN374 AQL<1,5

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	L

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1650.00	GUANTI LATTICE	S
10.1660.00	GUANTI LATTICE	M
10.1670.00	GUANTI LATTICE	L
10.1680.00	GUANTI LATTICE	XL

