

GUANTI IN NITRILE

Cod. 10.3955.95

GUANTI MONOUSO IN NITRILE DOC NO POLVERE LUNGHI 400MM S 10X50



Descrizione

Guanti monouso in nitrile non sterili extra lunghi, powder free, latex free. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Adatti per uso ospedaliero ed ambulatoriale. La lunghezza di 400 mm e l'elevata resistenza li rendono consigliabili per tutte le applicazioni in cui sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Dispositivo medico di Classe I. Conforme alle normative europee EN 455 - EN 374 AQL<1,5.

Confezionati in scatole dispenser da 50 pezzi, venduti in imballi da 10 dispenser.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	500
Misura	S

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3955.95	GUANTI IN NITRILE	S
10.3956.95	GUANTI IN NITRILE	M
10.3957.95	GUANTI IN NITRILE	L
10.3958.95	GUANTI IN NITRILE	XL

