

GUANTI IN NITRILE

Cod. 10.3958.95

GUANTI MONOUSO IN NITRILE DOC NO POLVERE LUNGHI 400MM XL
10X50



Descrizione

Guanto monouso in nitrile non sterile extra lungo, powder free, lunghezza 400 mm. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. LATEX FREE. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. La lunghezza di 400 mm e l'elevata resistenza lo rendono consigliabile per tutte le applicazioni in cui sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Dispositivo medico di Classe I. Conforme alle normative europee EN 455 - EN 374 AQL<1,5.

Confezione da 10 dispenser da 50 pezzi.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	500
Misura	XL

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3955.95	GUANTI IN NITRILE	S
10.3956.95	GUANTI IN NITRILE	M
10.3957.95	GUANTI IN NITRILE	L
10.3958.95	GUANTI IN NITRILE	XL

