


CILINDRO VETRO DE-M

Cod. 01.0510.90

Cilindro in vetro boro 3.3 classe A ml 2000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Certificazione DE-M
- Vetro boro 3.3
- Base esagonale
- Graduazione indelebile di colore blu ad elevata leggibilità.
- Base a forma esagonale con becco di travaso in vetro.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Divisione (ml)	20
Tolleranza (ml)	± 10,0
Altezza totale (mm)	505

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Altezza totale (mm)	Tolleranza (ml)	Divisione (ml)
01.0510.11	CILINDRO VETRO DE-M	5	0,1	± 0,05	115
01.0510.17	CILINDRO VETRO DE-M	10	140	± 0,10	0,2

01.0510.32	CILINDRO VETRO DE-M	25	0,5	± 0,25	170
01.0510.45	CILINDRO VETRO DE-M	50	1	± 0,50	200
01.0510.57	CILINDRO VETRO DE-M	100	1	± 0,50	260
01.0510.73	CILINDRO VETRO DE-M	250	335	2	± 1,00
01.0510.79	CILINDRO VETRO DE-M	500	5	± 2,50	365
01.0510.88	CILINDRO VETRO DE-M	1000	10	± 5,00	465
01.0510.90	CILINDRO VETRO DE-M	2000	20	± 10,0	505