

OLIO

Cod. 23.7568.99

Olio silconico CST fusto da 5 litri



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Specifico per bagni termostatici confezione da litri 5
- Stabilizzato all'ossidazione e trova impiego in tutti i casi in cui sono necessari risolvere problemi di riscaldamento fino a 200°C, per un massimo di lavoro di circa 60-80 ore.
- Solubile nei solventi clorurati, e negli idrocarburi aromatici.
- Aspetto: Fluido cristallino
- Viscosità a 25°C: 345,00 cST limite inferiore 332,5 limite superiore 367,5
- Contenuto volatile: 0,6% limite superiore 0,50
- Le seguenti proprietà sono garantite per raggiungere i limiti indicati però la ditta importatrice non esegue questi test in densità
- Gravità specifica indice rifrazione a 25°C Colore Alpha: 0,9666....0,972 - 1,4025....1,4045 <=35
- limite inferiore 0,966-1,4025
- limite superiore 0,972-1,404535
- numero acidi <=

Dati Tecnici