

STZ 5.4

Cod. 22.7663.99

Mini stufa a convezione naturale modello STZ 5.4



Descrizione

Mini stufe a ventilazione naturale FALC serie STZ, indicate in quei laboratori e farmacie che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.

Costruite interamente in lamiera d'acciaio e verniciate a forno con polvere epossidica.

Camera interna in alluminio per una migliore diffusione del calore, dotata di due ripiani.

Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido, timer meccanico da 120 minuti a infinito.

Termometro a mercurio ed interruttore bipolare con luce verde incorporata, una spia luce arancio indica il funzionamento del riscaldamento.

Dati Tecnici

Volume (l)	5,4
Temperatura ambiente di esercizio (° C)	+5÷+150
Precisione (° C)	±3,0 (a 70° C)
Dimensioni interne (LxPxH mm)	190x150x190
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	380x240x300
Peso (kg)	10
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230-250/60/360

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Precisione (° C)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.7663.99	STZ 5.4	5,4	±3,0 (a 70° C)	190x150x190	380x240x300	10	230-250/60/360
22.7664.99	STZ 18	18	±3,0 a 70°C	300x300x200	500x390x320	15	230-250/60/600
22.7665.99	STZ 28	28	±3,0 a 70°C	620x360x440	400x250x300	26,5	230-250/60/600

Accessori/Correlati

23.7523.99	720.2091.01 Ripiano in alluminio forato, per le serie ICT/STZ modello 5.4.
-------------------	---