



Cod. 22.7665.99

Mini stufa a convezione naturale modello STZ 28



## **Descrizione**

Mini stufa a ventilazione naturale STZ 28, capacità 28 litri, è indicata in quei laboratori e farmacie che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.

Costruita interamente in lamiera d'acciaio e verniciata a forno con polvere epossidica, camera interna in alluminio per la migliore diffusione del calore, con due ripiani.

Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido, timer meccanico da 120 minuti a infinito. Termometro a mercurio ed un interruttore bipolare con luce verde incorporata, una spia luce arancio indica il funzionamento del riscaldamento.

## **Dati Tecnici**

Volume (I)	28
Temperatura ambiente di esercizio (° C)	+5÷+150
Precisione (° C)	±3,0 a 70°C
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	620x360x440
Dimensioni interne (LxPxH mm)	400x250x300
Peso (kg)	26,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230-250/60/600
Numero di ripiani in dotazione	2



## **Varianti**

Codice	Prodotto	Volume (I)	Precisione (° C)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/C onsumo (V/Hz/W)
22.7663.99	STZ 5.4	5,4	±3,0 (a 70° C)	190x150x190	380x240x300	10	230-250/60/360
22.7664.99	STZ 18	18	±3,0 a 70°C	300x300x200	500x390x320	15	230-250/60/600
22.7665.99	STZ 28	28	±3,0 a 70°C	620x360x440	400x250x300	26,5	230-250/60/600

## Accessori/Correlati

23.7525.99	720.2091.03
	Ripiano in alluminio forato, per le serie ICT/STZ modello 28.