

5010T

Cod. 08.3861.83

Elettrodo pH per Sension+ da banco + ATC, 5010T, manutenzione ridotta, corpo in plastica (generico)



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo per pH economico, riempito con gel, con diaframma in ceramica.
- Compensazione automatica della temperatura.
- Corpo in policarbonato.
- Cavo da 1 m.
- Per misuratore da banco.

Questo elettrodo per pH a manutenzione ridotta è adatto per misure in terreni acquosi in generale. Un dispositivo di protezione previene la rottura e la pressurizzazione eccessiva del diaframma.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Policarbonato
Elettrolita	Gel
Diaframma	Ceramico
Sensore di temperatura	sì

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura esercizio (° C)	di	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Sensore temperatura	di
08.3860.83	5010	0÷80		Policarbonato	Gel	Ceramico	no	
08.1480.00	5014	-10÷100		Vetro	Liquido	2 ceramici	no	
08.3861.83	5010T	0÷80		Policarbonato	Gel	Ceramico	sì	
08.3864.83	5012	0÷80		Vetro	Liquido	Ceramico	no	
08.3865.83	5012T	0÷80		Vetro	Liquido	Ceramico	sì	
08.1760.00	5014T	-10÷100		Vetro	Liquido	2 ceramici	sì	