



5011

Cod. 08.3862.83

Elettrodo Sension+ per pH combinato (campioni sporchi)

Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo combinato per pH con diaframma aperto circolare ed elettrolita solido.
- Cavo da 1 m.
- Per misuratore da banco.

L'elettrodo è adatto per applicazioni con acque reflue, campioni sporchi, terreni viscosi e alimenti. Il diaframma aperto intorno alla membrana favorisce le misurazioni in terreni dove altri elettrodi incontrano difficoltà.

Dati Tecnici

Intervallo pH	2÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Solido
Diaframma	Aperto circolare
Sensore di temperatura	no

Varianti

Codice	Prodotto	Sensore di temperatura
--------	----------	------------------------

08.3862.83	5011	no
08.3863.83	5011T	si