



5012

Cod. 08.3864.83

Elettrodo combinato per pH Sension+ 5012 ad alte prestazioni per campioni acquosi generici

Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo combinato per pH 5012 ad alte prestazioni con diaframma in ceramica
- elettrolita liquido (saturato con AgCl KCl 3M).
- Corpo in vetro
- Cavo da 1 m.
- Per misuratore da banco.

Questo elettrodo è adatto a terreni acquosi in generale.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido
Diaframma	Ceramico
Sensore di temperatura	no

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura di esercizio (° C)	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Sensore temperatura
08.3860.83	5010	0÷80	Policarbonato	Gel	Ceramico	no
08.1480.00	5014	-10÷100	Vetro	Liquido	2 ceramici	no
08.3861.83	5010T	0÷80	Policarbonato	Gel	Ceramico	sì
08.3864.83	5012	0÷80	Vetro	Liquido	Ceramico	no
08.3865.83	5012T	0÷80	Vetro	Liquido	Ceramico	sì
08.1760.00	5014T	-10÷100	Vetro	Liquido	2 ceramici	sì