

5014T

Cod. 08.1760.00

Elettrodo pH per Sension+ da banco + ATC, 5014T, ricaricabile, giunzione doppia con barriera Ag+ (alte prestazioni)



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo per pH con liquido (ricaricabile) con 2 diaframmi in ceramica e barriera agli ioni argento.
- Compensazione automatica della temperatura.
- Corpo in vetro.
- Cavo da 1 m.
- Per misuratore da banco.

Questo elettrodo per pH è adatto per terreni acquosi in generale e per campioni contenenti solfuri, riduttori di zuccheri o le altre sostanze che reagiscono con gli ioni argento.

Stabilità dell'elettrodo di riferimento grazie alla cartuccia in buste e al design della barriera agli ioni Ag .

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷100
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido
Diaframma	2 ceramici
Sensore di temperatura	sì

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura esercizio (° C)	di	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Sensore temperatura	di
08.3860.83	5010	0÷80		Policarbonato	Gel	Ceramico	no	
08.1480.00	5014	-10÷100		Vetro	Liquido	2 ceramici	no	
08.3861.83	5010T	0÷80		Policarbonato	Gel	Ceramico	sì	
08.3864.83	5012	0÷80		Vetro	Liquido	Ceramico	no	
08.3865.83	5012T	0÷80		Vetro	Liquido	Ceramico	sì	
08.1760.00	5014T	-10÷100		Vetro	Liquido	2 ceramici	sì	