

# 5021

Cod. 08.3851.83

Elettrodo combinato di pH per Sension+ 5021 per campioni difficili



## Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo di pH combinato, per campioni difficili
- corpo in vetro con diaframma a manica in vetro
- elettrolita liquido
- cavo 1 m.
- Per strumenti da banco.

Questo elettrodo è utilizzabile per i campioni più difficili , per es. campioni a bassa forza ionica, creme, emulsioni, campioni molto viscosi, vini, pitture e vernici, campioni colloidali. Il riferimento incapsulato assicura alta stabilità e un lungo tempo di emi vita.

## Dati Tecnici

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Intervallo pH                  | 0÷14                          |
| Temperatura di esercizio (° C) | 0÷60                          |
| Corpo                          | Vetro                         |
| Elettrolita                    | Liquido                       |
| Diaframma                      | Smerigliato                   |
| Elemento di riferimento        | Cartridge con barriera ad Ag+ |
| Sensore di temperatura         | no                            |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Sensore di temperatura |
|------------|----------|------------------------|
| 08.3851.83 | 5021     | no                     |
| 08.3867.83 | 5021T    | sì                     |