

5021T

Cod. 08.3867.83

Elettrodo pH per Sension+ da banco + ATC, 5021T, ricaricabile, corpo in vetro (campioni difficili)



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo per pH con liquido (ricaricabile) con diaframma sul manicotto.
- Compensazione automatica della temperatura.
- Corpo in vetro.
- Cavo da 1 m.

Per misuratore da banco.

Questo elettrodo è adatto per i campioni più difficili, ad esempio campioni a bassa forza ionica, creme, emulsioni, campioni molto viscosi, vini, vernici e campioni con colloidali. La cartuccia in buste assicura la stabilità dell'elettrodo di riferimento.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷60
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido
Diaframma	Smerigliato
Elemento di riferimento	Cartridge con barriera ad Ag+
Sensore di temperatura	Sì

Varianti

Codice	Prodotto	Sensore di temperatura
08.3851.83	5021	no
08.3867.83	5021T	sì