

750

Cod. 22.1580.07

Bagnomaria con agitazione DUBNOFF modello 750



Descrizione

Bagnomaria Dubnoff a scuotimento orizzontale utilizzato nei settori chimici, industriali e farmaceutici; mantiene provette, beute, bicchieri in agitazione costante alla temperatura desiderata.

Interruttore generale luminoso.

Ampiezza oscillazioni di 14 o 24 mm. Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60 minuti.

Funzionamento a microprocessore in tecnologia HCMOS. Rilevazione della temperatura del liquido nella vasca con sonda termoresistiva di precisione tipo Pt100.

Doppio display con risoluzione di 0,1° C per temperatura impostata ed effettiva con tre canali programmabili con richiamo diretto. Calibrazione digitale di $\pm 2^\circ$ C.

Indicatori di resistenza in funzione, allarme sonda guasta e livello basso dell'acqua.

Coperchio incernierato anticondensa.

Rubinetto per scarico esterno.

Vasca interna in acciaio inox stampata adatta a contenere 2 porta provette con 36 posti con diametro di 18 mm o altri contenitori. Cestello interno con piano di lavoro a scuotimento orizzontale in acciaio inox Aisi 304.

Livello di protezione agli spruzzi IP 54 e pannello testato secondo norme EMI IEC 801.4.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001, CEI EN 61010-2-010 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	ambiente ÷99
Capacità vasca (l)	13
Ampiezza movimento (mm)	14 / 24
Velocità (rpm)	40÷150
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	360x260x140
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	770x400x380
Peso (kg)	20
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-

Accessori/Correlati

23.0046.07	29810014 Cestello per 20 beute da 50 ml.
23.0047.07	29810002 Cestello per 20 beute da 100 ml.
23.0048.07	29810016 Cestello per 12 beute da 250 ml.
23.0049.07	29810017 Cestello per 6 beute da 500 ml.
23.0051.07	29810037 Cestello a 3 posti in acciaio inox per beute, bicchieri, bottiglie da 1000 ml.