



# SOLUZIONI TAMPONE AUTOCAL

Cod. 08.3876.83

Soluzione tampone pH 7,01  $\pm 0,01$  (25°C) "AutoCAL" certificato ISO 9001-DKD verde ml 250

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Soluzioni tampone con valore reale di pH certificato da laboratorio accreditato DKD.
- Accuratezza garantita per 5 anni.
- Dotate di certificato tracciabile N.I.S.T. e PTB.
- Sul certificato è riportato il valore reale e la data di scadenza.
- Sono immuni ai microrganismi.
- Confezionate in bottiglia ergonomica AutoCAL con comparto di taratura incorporato.
- Economiche, si utilizza la giusta quantità per la calibrazione.
- Colorate per una facile identificazione.

## Dati Tecnici

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| pH             | 7,01            |
| Volume (ml)    | 250             |
| Accuratezza pH | $\pm 0,01/0,02$ |
| Stabilità mesi | 18/60           |
| Colore         | Verde           |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                        | pH    | Volume (ml) | Accuratezza pH | Stabilità mesi | Colore |
|------------|---------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 08.3875.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 4,01  | 250         | ± 0,01/0,02    | 18/60          | Rosso  |
| 08.3876.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 7,01  | 250         | ± 0,01/0,02    | 18/60          | Verde  |
| 08.3877.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 9,21  | 250         | ± 0,02         | 60             | Blu    |
| 08.3878.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 10,01 | 250         | ± 0,02         | 60             | Giallo |
| 08.3879.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 4,01  | 500         | ± 0,01/0,02    | 18/60          | Rosso  |
| 08.3880.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 7,01  | 500         | ± 0,01/0,02    | 18/60          | Verde  |
| 08.3881.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 9,21  | 500         | ± 0,02         | 60             | Blu    |
| 08.3882.83 | SOLUZIONI<br>TAMPONE<br>AUTOCAL | 10,01 | 500         | ± 0,02         | 60             | Giallo |