

CILINDRO CON TAPPO

Cod. 01.0560.57

Cilindro con tappo plastica NS 24/29 ml 100 classe A certificato DE-M



Descrizione

Caratteristiche:

- Graduati forma alta in vetro borosilicato 3.3 con cono smerigliato e tappo in plastica.
- Graduazione indelebile resistente ad acidi ed alcali colore blu, tratti divisione circolare nei punti principali.
- Base esagonale.
- Tolleranze grado A
- **con certificazione di conformità "DE-M"**

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Divisione (ml)	1
Tappo (cono)	24/29
Altezza totale (mm)	285

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Tappo (cono)	Altezza totale (mm)
01.0560.17	CILINDRO CON TAPPO	10	0,2	10/19	160
01.0560.32	CILINDRO CON TAPPO	25	0,5	14/23	190

01.0560.45	CILINDRO CON TAPPO	50	1	19/26	220
01.0560.57	CILINDRO CON TAPPO	100	1	24/29	285
01.0560.73	CILINDRO CON TAPPO	250	2	24/32	350
01.0560.79	CILINDRO CON TAPPO	500	5	34/35	395
01.0560.88	CILINDRO CON TAPPO	1000	10	40/45	500